



Vcheck

# V200 Inmunoensayo fluorescente



Stock Disponible

## Especificaciones

Pantalla Táctil	7 Pulgadas UX
Impresora	Térmica integrada, imprime al Paciente automáticamente
Conexión	HLV v2.6 (PCD-01) / POCT1-A
Modelo	Vcheck V200 Sensor fluorescente + led RGB
Dimensiones	21.5 cm (Ancho) *20.3cm (Altura) *26.1cm (Base)
Peso	2,5 kg (5,5 libras)

## Cuantitativo

códigos de barras

2D

**READ**  
sensor fluorescente



**MUESTRA**  
Cubeta de Trabajo

Stock disponible



**T4**    **cCortisol**  
**cTSH**    **cProgesterona**  
Pruebas Hormonales

**NT-proBNP**  
Enfermedad  
del Corazón

**SAA**    **CRP**  
Proteína de  
Fase Aguda

**cPL**    **fPL**  
Pancreatitis

**SDMA**  
Función Renal

**Dímero D**  
Coagulación

**CPV Ag**    **CDV Ag**  
**NEW** Virus

**CALIBRACIÓN**

Somos Bitro + Plus

asesoriavet@bitrodiagnostico.com  
**096 909 6200**

asesoriavet2@bitrodiagnostico.com  
**099 571 8463**

\*Actualizaciones mensuales en diagnóstico veterinario\*

Especialistas de Producto BITRO veterinario **VIP**

CLUB

CLUB



se parte del

CLUB  
**VIP**  
CLUB

Seguridad • Educación • Automatización  
**Somos Bitrodiagnóstico**

**Acreditación BPADT - ISO 9001:2015**

Pioneros en técnica de microaglutinación en columna gel con solución en gestión administrativo eD10 + innovación en pruebas rápidas de diagnóstico inmunocromatográfico humano y veterinario contamos con capacitación continua y mantenimientos garantizados.

**Call Center**

Pedidos/Cotizaciones **099 871 0480**

**21 AÑOS**  
DIAGNOSTICO  
CORRECTO

@BitroEc #bitroeduca  
www.bitrodiagnostico.com

**Lo mejor del mundo en tus manos** ○



Matriz Quito

Sucursal Cuenca

Sucursal Guayaquil

Centro de Distribución ↗ ↘

Pedregal N34-42 y Rumipamba

Av. Fray Vicente Solano 4-101 Edificio CICA oficina 207

Cdla. Kennedy Norte, Victor Escalada y José Castillo, Edificio SAI BABA - Oficina 104

Sebastián Moreno Oe1-308 y Mariano Cardenal

**(02) 2243 800**

**(02) 2435 401**

**(02) 2800 352**

**(04) 2685 509**



**CONFIDENCIALIDAD:** Esta marca y documento contiene información de uso exclusivo de Bitrodiagnóstico Cía. Ltda. Su distribución y reproducción total o parcial debe ser compartido para avances en salud y conocimiento universal.

Todos los derechos reservados. Bitrodiagnóstico Cía. Ltda. 2023